



## 仕 様

あんしん君™ 車いすセンサ		
検知シート	外形寸法	300 × 200 × 3 mm
コントローラ	電源	単3アルカリ電池 x2 電池寿命： 1年
	メロディ音	音量： 調節ボリューム付き リセット： 手動 曲目： イツアasmールワールド（標準） スイートホーム ウェディングマーチ エリーゼのために カッコーワルツ
	外形寸法	85 × 70 × 31 mm



あんしん君™ 起床センサ		
検知シート	外形寸法	700 × 200 × 3 mm
コントローラ	電源	単4電池 x2 電池寿命： 1年（1日5回作動）
	タイマー	最大15秒
	外形寸法	62 × 100 × 20 mm
スイッチ	外形寸法	35 × 80 × 23 mm
TAISコード		01603-000001



あんしん君™ マットセンサ		
検知シート	外形寸法	700 × 400 × 3 mm
スイッチ	外形寸法	35 × 80 × 23 mm
TAISコード		01603-000002



あんしん君™ ベッドサイドセンサ		
検知シート	外形寸法	700 × 60 × 3 mm
スイッチ	外形寸法	35 × 80 × 23 mm
TAISコード		01603-000003



開発・製造： 株式会社アメリテックス (<http://www.amenitex.co.jp>)

別売品：

■ ナースコール接続コネクタ

■ チャイムセット



## 【お問い合わせ】

株式会社プロビデント ジョイフルエルダー事業部

〒270-0143 千葉県流山市向小金3-141-64

URL <http://provident.co.jp/anshinkun.html>



## 要介護者にも介護従事者にもやさしい あんしん君™ シリーズ



ベッドからの離床や車いすからのずれ落ちなどを  
未然に検知してお知らせします

こんなお困りごとを解決します

- 車いすから立ち上がったたり、部屋から出て行って迷子になったりしてしまうので、ずっと目が離せない
- 深夜、要介護者がベッドから転落してしまった
- 要介護者の動きを検知するシートが固く、使用者が違和感を感じて使ってくれない
- 長期間使用するので買い取りたいが高い



「あんしん君™」シリーズは、要介護者のベッドでの起床、離床や転落、車いすからの立ち上がりやずれ落ち、転落などをセンサ内蔵のシートが未然に検知して、介護従事者に知らせるシステムです。

やわらかな薄い検知シートは使用者に違和感を感じさせず、また高い検知性能で、即座に動きを検知します。これにより、徘徊や転落を防ぐことができます。また、万が一転落してしまった場合も、すぐに駆けつけられます。

検知シートをベッドや車いす、あるいは足元に敷き、コネクタをつなぐだけで設置できます。また、お求めやすい価格を実現しました。

要介護者の安全を守り、介護従事者の負担を軽減できる、みんなにやさしいシステムです。



## あんしん君™ シリーズ

多彩な品ぞろえで  
要介護者・介護従事者を支えます

### あんしん君™ 車いすセンサ

検知シートを車いすの座面に敷き、コントローラにつなぐだけ。要介護者の車いすからの立ち上がりやずれ落ち転落などを未然に検知  
やさしいメロディ音で介護従事者に知らせます



### あんしん君™ 起床センサ

検知シートを使用者の肩甲骨下に敷くことで  
要介護者が起床したことや離床したことを検知  
ナースコールやチャイムを介して、介護従事者に知らせます



### あんしん君™ マットセンサ

検知シートをベッド下や部屋の出入りに敷くことで、  
要介護者の離床や部屋からの出入りを検知  
ナースコールやチャイムを介して、介護従事者に知らせます



### あんしん君™ ベッドサイドセンサ

検知シートをベッド上の降り口に敷くことで  
要介護者のベッドからの立ち上がりや離床を  
未然に検知  
ナースコールやチャイムを介して、介護従事者に  
知らせます

## 特長

- お求めやすい価格を実現： すべて税抜3万円以下
- 要介護者にやさしい薄くてやわらかい検知シート
  - 使用者に違和感がありません
  - 床に敷いてもつまずきにくく、車いすの移動障害になりません
  - 高い検知性能で、ベッドパッドやクッションの下でも検知します



厚さわずか3mm  
やわらかい素材です



シーツパッドの下でも  
検知します

- 介護従事者にやさしい
  - 取り付けが簡単で、すぐにご利用になれます
  - 検知シートが汚れても、さっと拭くだけ
  - 寝返り誤報キャンセラーや座り直しキャンセラーが誤報を防ぎます



車いすセンサは、検知  
シートとコントローラを  
つなぐだけ



チャイムシステムに  
つないでも使えます



車いすセンサ使用例



ナースコール接続用の  
コネクタもご用意

- 関東地区でトータル1,000件以上の納入実績

ネットショップ  
「ジョイフルエルダー™」  
オープン!



<https://provident.thebase.in>

あんしん君™シリーズを  
ご購入になれます

詳細は株式会社プロビデント  
ホームページでもご確認できます



<http://provident.co.jp/anshinkun.html>